



Železo, reagencie, polštářky s práškem, 0,02 - 3,00 mg/L Fe, FerroVer

Kat. číslo produktu:

85428

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích, pro vzorek 25 mL.

Reagencie FerroVer pro stanovení železa: pro stanovení celkového rozpuštěného železa, včetně veškerého železa v železitě (Fe^{3+}) a železnaté (Fe^{2+}) formě, stejně jako komplexních sloučenin železa (Fe-EDTA). Perfektní pro mnoho aplikací a širokou škálu koncentrací. Stanovení železa za přítomnosti mědi.

Technické údaje

Číslo metody:	8008
Název metody:	FerroVer
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	1000
Prístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah merania:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	1000 /pk