



FerroVer, polštářky s práškem pro stanovení železa, 0,02-3,00 mg/L Fe

Kat. číslo produktu:

85499

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Práškové reagentie v zatavených sáččích pro stanovení železa metodou 1,10-fenantrolin. 100 ks v balení. Pro vzorek 25 mL.

Technické údaje

Číslo metódy:	8008
Názov metódy:	FerroVer
Parameter:	Železo
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 °C - 25 °C
Popis:	FerroVer polštářky s práškem pro stanovení železa, 25 mL
Požadovaný rozklad:	pro železo celkové
Prístroj:	DR/3000, DR/2000
Rozsah merania:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	100 /pk