



FerroVer Vankúšiky s práškovou reagensiou na stanovenie železa, 0,02 - 3,00 mg/l Fe

Kat. číslo produktu:

2105769

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagenty v zatavených baleniach na stanovenie železa, metóda FerroVer. Pre 10 ml vzorky. 100 ks v balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8008
Názov metódy:	FerroVer
Parameter:	Železo
Platforma:	Práškové reagenty
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 °C - 25 °C
Popis:	Vankúšiky FerroVer s reagenčným roztokom na stanovenie železa, 10 ml
Požadovaný rozklad:	na stanovenie celkového železa
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000 a DR/2000
Rozsah merania:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	100 /bal.