



ZincoVer 5, zinek, reagencie, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

2106669

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení zinku, metoda Zincon. Pro 20mL vzorek.

Technické údaje

Číslo metody:	8009
Název metody:	Zincon
Parameter:	Zinek
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	100
Rozsah měření:	0,01 - 3,00 Zn
Soulad s EPA:	Áno
Velikost balení:	100 ks v balení