



CuVer 2, měď, reagencie, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

2188299

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení mědi, 0,04 - 5,00 mg/L Cu, v přítomnosti vysokých koncentrací hliníku, vápníku a železa. Pro 25 mL vzorek. Balení po 100.

Technické údaje

Názov metódy:	Bicinchoninát
Parameter:	Měď
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Veľkosť balenia:	100 /pk