



Reagenčná súprava na stanovenie hliníka, Práškové vankúšiky, 0,008 - 0,800 mg/l Al

Kat. číslo produktu:

2242000

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagentie v zatavených baleniach na stanovenie hliníka. 100 stanovení

Technické údaje

Číslo metódy:	8012
Názov metódy:	Aluminon
Parameter:	Hliník
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 °C - 30 °C
Popis:	Reagenčná súprava na stanovenie hliníka, práškové vankúšiky, Aluminon
Prístroj:	Celkom
Rozsah merania:	0,008 - 0,800 mg/L Al
Špeciálna poznámka:	Súprava obsahuje: Vankúšiky s práškom AluVer 3 (1429099) na stanovenie hliníka, vankúšiky s práškovou kyselinou askorbovou (1457799), odfarbovacie práškové činidlo Bleaching 3 (1429449)