



Náplň pro digitální titrátor, kyselina sírová, 1,600 N, 1 kus

Kat. číslo produktu:

1438901

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Titrační činidlo připravené k použití, pro acidobazické titrace a titrační stanovení alkality.

Technické údaje

Method Number 1 Chemistry:	8203
Název metody:	Fenolftalein
Odmerný roztok:	1,600 N H ₂ SO ₄
Parameter:	Alkalita, celková
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	100 - 4 000 mg/L CaCO ₃
Rozsah merania (2):	1 - 10 meq/L, zásada
Soulad s EPA:	Áno