



Práškové reagencie DPD na stanovenie voľného chlóru (100 ks)

Kat. číslo produktu:

1407099

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie voľného chlóru pomocou metódy DPD. Pre 25 ml vzorky.

Technické údaje

Číslo metódy:	8021
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór, voľný
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 °C - 25 °C
Popis:	Práškové reagencie DPD na stanovenie voľného chlóru, 25 ml
Poznámka:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Prístroj:	Celkom
Rozsah merania:	25 mL
Rozsah merania (2):	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Áno