



DPD, voľný chlór, dávkovač reagensí Swiftest (doplnenie)

Kat. číslo produktu:

2105560

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Náhradné činidlo pre dávkovač reagensí na stanovenie voľného chlóru pomocou metódy DPD, 0,02 - 2,00 mg/l Cl₂.

Technické údaje

Číslo metódy:	8021
Názov metódy:	DPD
Parameter:	Chlór, voľný
Platforma:	Swiftest
Počet testov:	250
Rozsah merania:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Soulad s EPA:	Áno

Potrebné príslušenstvo

- Swiftest Dávkovač a vialka s činidlom DPD pre stanovenie voľného chlóru (Item 2802300)