



TitraVer, náplň pro digitální titrátor EDTA, 0,800 M

Kat. číslo produktu:

1439901

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Titrační roztok připravený k okamžitému použití, pro stanovení tvrdosti (Ca) a celkové tvrdosti, 100 - 4 000 mg/L CaCO₃.

Technické údaje

Číslo metody:	8213
Název metody:	EDTA (CalVer® 2)
Odměrný roztok:	0,800 M EDTA
Parameter:	Tvrdost, celková
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	100 - 4 000 mg/L CaCO ₃