



CalVer 2, indikátor vápníku, polštářky s práškem, vzorek 50 mL (100 kusů)

Kat. číslo produktu: 85299

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Pro stanovení vápníku metodami titrace EDTA.

Technické údaje

Názov metódy:	Titrace EDTA
Parameter:	Tvrdość (Ca)
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Rozsah merania:	10 - 4 000 mg/L CaCO ₃
Veľkosť balenia:	100 /pk