



Be Right™



Molybdenan 3, roztok reagencie, 100 mL

Kat. číslo produktu:

199532

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení nízkého rozsahu (0 - 1,60 mg/L SiO₂) a velmi nízkého rozsahu (0 - 1 000 ug/L SiO₂) oxidu křemičitého, metoda s heteropolymerovou modří.

Technické údaje

Method Number 2 Chemistry:

8282

Názov metódy:

Heteropolymerová modř

Parameter:

Oxid křemičitý

Platforma:

Roztok

Počet testov:

100

Veľkosť balenia:

100 mL