



CHSK TNT, 3 - 150 mg/L O₂

Kat. číslo produktu:

2125851

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Kyvetový test (Ø 16 mm) kompletne vybavený všetkými reagentami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Test 'N Tube (test a skúmavka)

Technické údaje

Číslo metódy:	8000
Názov metódy:	Dichróman
Parameter:	CHSK
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	25 (1 kyveta potrebná pre blank)
Podmienky skladovania:	15 °C - 25 °C (chráňte pred svetlom)
Popis:	Chemická spotreba kyslíku
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	3 - 150 mg/L O ₂
Špeciálna poznámka:	16mm produkty TNT lze vyhodnocovat pouze na modelu DR900. V případě dotazů se obračejte na místní tým technické podpory.