



Chloridy, indikátor 2, polštářky s práškem pro vzorek 100 mL, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

105766

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Práškové reagentie v zatavených sáččích se používají jako indikátor pro argentometrickou titraci chloridů. 50/balení

Technické údaje

Číslo metody:	8225
Název metody:	Dusičnan stříbrný, titrace
Parameter:	Chloridy
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testů:	50
Velikost balení:	50 balení