



SulfaVer 4, sírany, reagentie, polštárky s práškom, 2 - 70 mg/L SO₄

Kat. číslo produktu:

1206599

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagentie v zatavených sáččích pro stanovení síranů. Pro 25mL vzorky. 100 ks/1 balení

Technické údaje

Číslo metody:	8051
Názov metody:	SulfaVer 4
Parameter:	Sírany
Platforma:	Práškové reagentie
Počet testov:	100
Popis:	SulfaVer 4, sírany, reagentie, polštárek s práškom, 25 mL
Poznámka:	*Přístroj DR 5000 obsahuje stejné metody jako přístroj DR 4000. Přístroj DR 2800 obsahuje tytéž metody jako přístroje DR 2700, DR 2500 a DR 2400. Existují však některé výjimky.
Přístroj:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Reference method:	USEPA 375.4
Rozsah merania:	2 - 70 mg/L SO ₄
Soulad s EPA:	Áno
Veľkosť balenia:	100 /pk