



## SulfaVer 4 Práškové reagentie na stanovenie síranov, 2 - 70 mg/l SO<sub>4</sub>

**Kat. číslo produktu:**

**2106769**

**Nebezpečné**

EUR Cena bez DPH:  
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagentie SulfaVer v zatavených baleniach na stanovenie síranov pomocou turbidimetrickej metódy. Pre 10 ml vzorky, 100/bal.

### Technické údaje

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Číslo metódy:    | 8051                                                          |
| Názov metódy:    | SulfaVer 4, turbidimetrická metóda                            |
| Parameter:       | Sírany                                                        |
| Platforma:       | Práškové reagentie                                            |
| Počet testov:    | 100                                                           |
| Prístroj:        | Všetky okrem DR/4000,<br><br>DR/3000, DR/2010,<br><br>DR/2000 |
| Rozsah merania:  | 2 - 70 mg/L SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>                     |
| Soulad s EPA:    | Áno                                                           |
| Veľkosť balenia: | 100/bal                                                       |