



Be Right™



RENOVO.N Čistiaci roztok na elektródy, 250 mL

Kat. číslo produktu:

S16M001

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Čisticí roztok na elektrody k pravidelnému čištění a údržbě elementu citlivého na pH. Vhodné pro jemné čištění částí citlivých na pH po použití ve vzorcích čisté vody. Láhev 250 ml.

Technické údaje

Formula:	KATHON CG, DECONEX 11
Parameter:	Čistiaci roztok
Popis:	Po meraní vodných roztokov, čistenie s jemným roztokom ako RENOVO.N je postačujúce.
Solution Type:	Čištění
Veľkosť balenia:	250 mL