



Práškové reagencie salicylát amónny

Kat. číslo produktu:

2653299

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Práškové reagencie v zatavených baleniach na stanovenie dusíka, amoniaku (salicylátová metóda), 0,01 - 0,50 mg/l NH₃-N. Pre 10 ml vzorky. 100 ks v balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8155
Názov metódy:	Salicylát
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Rozsah merania:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Veľkosť balenia:	100 ks