



súprava reagencií na stanovenie amoniaku, práškové reagencie, 0,01 - 0,50 mg/l NH₃-N

Kat. číslo produktu:

2668000

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Práškové reagencie v zatavenom balení na stanovenie amónneho dusíka (salicylátová metóda). Pre 10 ml vzorky, 100 kusov.

Technické údaje

Číslo metódy:	8155
Názov metódy:	Salicylát
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR/4000, DR/3000, DR/2000, DR820
Rozsah merania:	10 mL