



Dusík, amoniak TNT, 0,02 – 2,50 mg/l NH₃-N

Kat. číslo produktu:

2604545

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagensiami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Test 'N Tube (test a skúmavka). 25 – 50 testov

Produkty Test 'N Tube umožňujú bezpečné, pohodlné testovanie

16 mm kyvety s víčkom predstavujú uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávání

Všetchny nezbytné reagensie a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	10023
Názov metódy:	Salicylát
Parameter:	Amoniak
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	25 - 50
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Popis:	Reagenčná súprava na stanovenie dusíka, amoniaku, AmVer (salicylát), LR
Prístroj:	DR 900
Rozsah merania:	0,02 - 2,50 mg/L NH ₃ -N
Špeciálna poznámka:	Súprava obsahuje: skúmavky kyvetového testu, riediaca reagentia AmVer (2602200), vankúšiky s práškovou reagentiou na stanovenie amoniaku/salicylátu (2395266), vankúšiky s práškovou reagentiou na stanovenie amoniaku/kyanurátu (2395466)