



Ozón ACCUVAC, MR, 0,01 – 0,75 mg/l O₃

Kat. číslo produktu:

2517025

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Ampulky ACCUVAC obsahují přesné množství reagentie na jediný test a mohou sa používať ako meracie kyvety. Na stanovenie prítomnosti ozónu pomocou metódy Indigo. bal./25

Rychlé

Ampule Accuvac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a odečtěte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8311
Název metody:	Indigo
Parameter:	Ozón
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Popis:	Ozón (AccuVac), MR
Přístroj:	Všechny kromě DR/820
Rozsah měření:	0,01 - 0,75 mg/L O ₃