



Fosfáty, celkové, TNT, 0,06 - 3,5 mg/l PO₄

Kat. číslo produktu:

2742645

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyvetový test kompletne vybavený všetkými reagentami, optimalizovaný pre spoľahlivé výsledky meraní a jednoduchú manipuláciu. TNT = Test 'N Tube (test a skúmavka)

Produkty Test 'N Tube umožňujú bezpečné, pohodlné testovanie

16 mm kyvety s víčkom predstavujú uzavřený systém pro míchání a měření.

Snadné objednávaní

Všetchny nezbytné reagenty a kyvety jsou součástí balení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8190
Názov metódy:	PhosVer 3 pomocou kyselinovej mineralizácie persíranov
Parameter:	Total Phosphorous
Platforma:	Test 'N Tube
Počet testov:	25 - 50
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C
Popis:	Fosfáty, celkové, reagenčná súprava TNT, LR
Požadovaný rozklad:	Áno
Prístroj:	DR 900
Reference method:	SM 4500 P-E
Rozsah merania:	0,06 - 3,50 mg/L PO ₄
Špeciálna poznámka:	Súprava obsahuje: Skúmavky pre kyvetové testy, vankúšiky s práškovým persíranom draselným (2084766), vankúšiky s práškom PhosVer 3 (2106046), roztok hydroxidu sodného 1,54 N (2743042), roztok kyseliny sírovej 1,37 N (2742900)