



Roztok činidla molybdovanadičnan (100 ml, MDB)

Kat. číslo produktu:

2076032

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Reagencia molybdovanadičnan na stanovenie reaktívneho fosforu, 0,3 - 45,0 mg/l PO₄

Technické údaje

Číslo metódy:	8114
Názov metódy:	Molybdovanadičnan
Parameter:	Fosfor, reaktívny
Platforma:	Roztok
Počet testov:	50
Podmienky skladovania:	10 °C - 25 °C
Popis:	Reagencia molybdovanadičnan
Prístroj:	Všetky okrem DR/850, DR/820, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,3 - 45,0 mg/L PO ₄
Veľkosť balenia:	100 mL MDB