



Reagenčná súprava pre analyzátory fosforečnanov v nízkom rozsahu, rad 5500sc

Kat. číslo produktu:

2035400

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Kompletná súprava reagensí a štandardov pre analyzátory fosforečnanov v nízkom rozsahu, rad 5500sc

Technické údaje

Parameter:	Fosforečnany
Podmienky skladovania:	Pevne zatvorené nádoby uchovávať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred vlhkosťou.
Prístroj:	5500sc fosforečnan
Rozsah merania:	neuvedené