



Údržbové sada pre analyzátor kremíka 5500 sc, 6kanálový

Kat. číslo produktu:	6788303
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Údržbová sada zahŕňa: vzduchový filter, hadičky, farebné uzávery fliaš, kyveta pre kolorimeter, miešaciu tyčinku, inštalačný materiál, snímač tlaku, spätné ventily, zostavu kapilár, filter ventilátora, štítky, pokyny pre užívateľov

Technické údaje

Obsah balenia:	Vzduchový filter, hadičky, farebné uzávery fliaš, kyveta pre kolorimeter, miešaciu tyčinku, inštalačný materiál, snímač tlaku, spätné ventily, zostavu kapilár, filter ventilátora, štítky, pokyny pre užívateľov
Product Kit:	5500 sc analyzátor kremíka, 6kanálový

Obsah balenia

Vzduchový filter, hadičky, farebné uzávery fliaš, kyveta pre kolorimeter, miešaciu tyčinku, inštalačný materiál, snímač tlaku, spätné ventily, zostavu kapilár, filter ventilátora, štítky, pokyny pre užívateľov