



Meracia kyveta, 1-palcová hranatá, sklo, 2 ks

Kat. číslo produktu:	2495402
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Príslušenstvo pre spektrofotometre/fotometrické analýzy kvapalín

Dodáva sa ako optický pár kyviet.

Použitie spolu so spektrofotometrami od spoločnosti Hach

Spektrofotometre, chemikálie a metódy od spoločnosti Hach sú vytvorené, vyvinuté a vyrobené na optimalizáciu vašich výsledkov.

Technické údaje

Dĺžka optickej dráhy:	1 palcová hranatá
Hmotnosť:	0,072 kg
Materiál:	Sklo
Poznámka:	Pri zakúpení spektrofotometrov UV-VIS DR 5000, DR 3800, DR 2800 alebo DR 2700 sa zdarma dodáva 1 pár kyviet.
Veľkosť balenia:	2 ks optický pár

Potrebné príslušenstvo

- Stopper, neoprene, solid, size 1, 12/pk (Item 1480801)