



Pipeta, variabilný objem, 1,0 - 5,0 mL

Kat. číslo produktu:	BBP065
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Jednokanálové vzduchom tlačené pipety s variabilným objemom od spoločnosti Hach sú charakterizované robustným dizajnom, pohodlnou ergonómiou, tenkým vysúvacím hrotom a možnosťou používania jednou rukou. Výnimočná presnosť s nastaveniami v prírastkoch po 50 µL (0,05 mL). Ideálne na používanie s reagentami Hach LCK. Dodávajú sa spolu s kalibračným listom a nástrojom na údržbu.

Technické údaje

Obsah balenia:	Pipeta 1,0 – 5,0 mL, nástroj na údržbu, kalibračný certifikát, základná príručka.
	Špičky nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich zakúpiť samostatne.
Veľkosť balenia:	1 každá

Obsah balenia

Pipeta 1,0 – 5,0 mL, nástroj na údržbu, kalibračný certifikát, základná príručka. Špičky nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich zakúpiť samostatne.