



Pipeta, variabilný objem, 0,1 - 1,0 mL

Kat. číslo produktu:

BBP078

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Jednokanálové vzduchom tlačené pipety s variabilným objemom od spoločnosti Hach sú charakterizované robustným dizajnom, pohodlnou ergonomiou, tenkým vysúvacím hrotom a možnosťou používania jednou rukou. Výnimočná presnosť s nastaveniami v prírastkoch po 5 μ L (0,005 mL). Ideálne na používanie s reagentami Hach LCK. Dodávajú sa spolu s kalibračným listom a nástrojom na údržbu.

Pipetovacie špičky sa predávajú samostatne (BBP079).

Technické údaje

Obsah balenia:

Pipeta 0,1 – 1,0 mL, nástroj na údržbu, kalibračný certifikát, základná príručka.

Špičky nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

Veľkosť balenia:

1 každá

Obsah balenia

Pipeta 0,1 – 1,0 mL, nástroj na údržbu, kalibračný certifikát, základná príručka. Špičky nie sú súčasťou balenia a je potrebné ich zakúpiť samostatne.