



DR/890 Kolorimeter pre viac ako 90 metód

Kat. číslo produktu: 4847000

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Navrhované náhrady:

- 9385200

Prenosný a robustný kolorimeter riadený mikroprocesorom s modernou LED technológiou šetriacou energiu. Predprogramovaný s 90 metódami analýzy.

Easy operation

Designed for use in the field

Rugged construction

Reliable results without a mains connection

Configured for immediate use

Technické údaje

Displej: LCD (podsvietený):	LCD, zobrazuje výsledky, parametr, jméno a jednotky
Fotometrická linearita:	± 0,002 Abs (0 - 1 Abs)
Fotometrická presnosť:	± 0,005 Abs @ 1,0 Abs
Fotometrický merací rozsah:	0 - 2 Abs
Jazyky manuálu:	English, German, Italian
Jazyky užívateľského rozhrania:	Angličtina
Kompatibilita kyviet:	1 in a 16 mm kulaté kyvety (16 mm s adaptérom)
Obsah balenia:	Každý kolorimeter radu DR/800 sa dodáva s dvomi 1-palcovými sklenenými kyvetami s označeným objemom 10, 20 a 25 ml, dvomi 1 cm plastovými kyvetami, adaptérom 16-mm CHSK/Test 'N Tube [™] , 4 alkalickými batériami AA, ilustrovaným návodom na použitie prístroja a príručkou metodík. Európska značka CE.
Obsahuje:	Kolorimeter DR/800, dve 1-palcové sklené kyvety s označeným objemom 10, 20 a 25 ml, dve 1 cm plastové kyvety, adaptér 1 x 16-mm CHSK/Test 'N Tube [™] , 4 alkalické batérie AA, návod na použitie prístroja a príručka metodík. Európska značka CE.
Optický systém:	0 / 180 transmittance
Presnosť vlnovej dĺžky:	± 1 nm dané vlnové dĺžky, liší se podle modelu
Prevádzková teplota:	0 - 50 °C
Typ displeja:	b/w
Užívateľské programy :	10 programů zadaných uživatelem,

	12 bodů/údajů pro každý
Uživatel'ské rozhranie:	16 key
Veľkosť displeja:	38 mm x 64 mm
Vodeodolné?:	420, 520, 560, 610 nm
Voľba vlnovej dĺžky:	Automaticky na základe výberu metody
Výška paprsku:	5 mm
Záruka:	1 rok
Zdroj svetla:	4 LEDs (Light Emitting Diode)

Obsah balenia

Každý kolorimeter radu DR/800 sa dodáva s dvomi 1-palcovými sklenými kyvetami s označeným objemom 10, 20 a 25 ml, dvomi 1 cm plastovými kyvetami, adaptérom 16-mm CHSK/Test 'N Tube™, 4 alkalickými batériami AA, ilustrovaným návodom na použitie prístroja a príručkou metodík. Európska značka CE.