



## Vreckový kolorimeter II Kolorimeter 500 nm

Kat. číslo produktu: 5870050

**ZASTARANÁ POLOŽKA**  
Táto položka už nie je dostupná.

Navrhované náhrady:  
• LPV445.99.50110

### Malý veľkosťou, veľký v analýzach

Robustný a spoľahlivý filtrový fotometer so špecifickou vlnovou dĺžkou. Programovateľný používateľom. V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagentami, kyvetami a návodom na použitie.

Generic POCKET Colorimeter II Instruments are intended for applications not included in standard analysis systems. They are available in a range of wavelengths appropriate for many custom calibrations. In addition to the factory absorbance calibration (0-2.5 A), the instruments offer two user-entered, two-point, linear calibrations, and provide a choice of either 0.00 to 2.55 or 0.0 to 99.0 for the display value.

**Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá**

**Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení**

**Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji**

**Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete**

**Masívna konštrukcia, nízka hmotnosť**

---

### Technické údaje

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikáty:                | European CE mark                                                                                                                                             |
| Detektor:                   | Křemíkový detektor                                                                                                                                           |
| Displej: LCD (podsvietený): | LCD, s podsvietením                                                                                                                                          |
| Dĺžka dráhy kyvety:         | 1 cm 25 mm                                                                                                                                                   |
| Hmotnosť:                   | 0,23 kg                                                                                                                                                      |
| Krytie:                     | IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)                                                                                                                      |
| Lamp Type:                  | Svetlo emitujúca dióda (LED)                                                                                                                                 |
| Obsah balenia:              | Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual. |
| Parameter:                  | Wavelength specific, 500 nm                                                                                                                                  |
| Počet testov:               | Up to 18                                                                                                                                                     |
| Presnosť vlnovej vĺžky:     | Pevná vlnová dĺžka $\pm 2$ nm líši sa podľa modelu                                                                                                           |
| Rozmery (V x Š x H):        | 155 mm x 61 mm x 35 mm                                                                                                                                       |
| Vlnová dĺžka:               | Fixed wavelength $\pm 2$ nm varies with model                                                                                                                |

---

## Obsah balenia

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.