



Stablcal Certifikovaný kalibračný štandard 800 mNTU pre FILTERTRAK 660

Kat. číslo produktu:

2788453

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro 1-bodovú a 2-bodovú kalibráciu, 1 l.

Technické údaje

Koncentrácia:	800 mNTU
Parameter:	Turbidity
Podmienky skladovania:	Store between 5 - 25 °C, away from direct sunlight
Rozsah merania:	N/A
Veľkosť balenia:	1 L