



Pocket Pro+ pH tester Pocket Pro+ pH tester

Kat. číslo produktu: 9532000
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Pocket Pro+ pH tester s vymenitelným senzorem

Důvera vo výsledky

Jednoduché kroky kalibrace a vestavěná diagnostika pro testery pH eliminují odhady při kalibraci senzoru, díky tomu se uchová v optimálním stavu.

Šetrí čas a peniaze

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Jednoduché použitie

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná; modely Pocket Pro⁺ jsou vybaveny podsvícením, což umožňuje měření při téměř jakémkoli osvětlení.

Technické údaje

Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, němčina, taliančina, španielčina
Objem vzorky:	9 mL
Obsah balenia:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šnúrka na krk k a stručný návod.
Parameter:	pH, teplota
Podsvietenie:	Áno
Požiadavky na batérie:	4 AAA
Přesnost:	±0,01 pH
Prevádzková teplota:	0 - 50 °C
Rozlíšenie :	0,01 pH
Rozsah:	0,00 – 14,00 pH
Trieda ochrany IP:	IP67
Záruka:	24 mesiacov
Zdroj napájení:	Batérie (viď. požiadavky na batérie)

Obsah balenia

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šnúrka na krk k a stručný návod.