



## Tužkový tester Pocket Pro salinita

**Kat. číslo produktu:** 9531600  
**EUR Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

### Eliminujte odhady při měření.

Modely Hach Pocket Pro a Pro+ poskytují přesné výsledky, mají vestavěnou diagnostiku, vyměnitelné baterie a velkou, snadno čitelnou LCD obrazovkou.

### Důvera vo výsledky

Jednoduché kroky kalibrace eliminují odhady při kalibraci senzoru, díky tomu se uchová v optimálním stavu.

### Šetrí čas a peniaze

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

### Jednoduché použitie

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná; modely Pocket Pro<sup>+</sup> jsou vybaveny podsvícením, což umožňuje měření při téměř jakémkoli osvětlení.

---

## Technické údaje

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Jazyky manuálu:        | Angličtina, francúzština, němčina, taliančina, španielčina        |
| Objem vzorky:          | 7 ml                                                              |
| Obsah balenia:         | Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňúrka na krk k a stručný návod. |
| Parameter:             | Salinita, teplota                                                 |
| Podsvietenie:          | Nie                                                               |
| Požiadavky na batérie: | 4 AAA                                                             |
| Přesnost:              | 1 % rozsahu                                                       |
| Prevádzková teplota:   | 0 - 50 °C                                                         |
| Rozlíšenie :           | 0,01 ppt                                                          |
| Rozsah:                | 0 – 10,00 ppt                                                     |
| Trieda ochrany IP:     | IP67                                                              |
| Záruka:                | 24 mesiacov                                                       |

---

## Obsah balenia

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňúrka na krk k a stručný návod.