



Pocket Pro+ Multi 2 tester pH/vodivosti/RL/salinity Pocket Pro+ Multi 2 tester pH/vodivosti/RL/salinity

Kat. číslo produktu: 9532800
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Eliminujte odhady při měření.

Pocket Pro+ Multi 2 tester pH/vodivosti/RL/salinity, s vymeniteľným senzorom

Dôvera vo výsledky

Ďíky vestavěné diagnostice eliminujete odhady, kdy kalibrovat nebo vyčistit senzor

Šetrí čas a peniaze

Snadno vyměnitelné baterie AAA a šikovně řešená vzorkovnice zjednodušují údržbu i měření.

Jednoduché použitie

Velká obrazovka LCD je snadno čitelná a u modely s vyměnitelným senzorem jsou vybaveny podsvícením, které umožňuje měření v téměř libovolném prostředí

Technické údaje

Jazyky manuálu:	Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina
Objem vzorky:	9 mL
Obsah balenia:	Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šnúrka na krk k a stručný návod.
Parameter:	pH, vodivosť, RL, salinita, teplota
Podsvietenie:	Áno
Požiadavky na batérie:	4 AAA
Přesnost:	Vodivosť: ± 1 %
Prevádzková teplota:	0 - 50 °C
Rozlíšenie :	Vodivosť: 0,1 $\mu\text{S/cm}$ od 0,0 do 199,9 $\mu\text{S/cm}$, 1 $\mu\text{S/cm}$ od 200 do 1 999 $\mu\text{S/cm}$, 0,01 mS/cm od 2,00 do 19,99 mS/cm
Rozsah:	Vodivosť: automatický rozsah (0,0 - 199,9 $\mu\text{S/cm}$, 200 - 1 999 $\mu\text{S/cm}$)
TDS factor:	Nastavitelné; výchozí hodnota 0,71
Trieda ochrany IP:	IP67
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Obsahuje: tester, 4 baterie AAA, šňůrka na krk k a stručný návod.