



SENSION+ Kombinovaná gélová pH elektróda (všeobecné použitie)

Kat. číslo produktu: LZW5010T.97.002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Gélová pH elektróda s keramickou diafragmou za prijateľnú cenu. Automatická kompenzácia teploty. Polykarbonátové telo. Rozsah 0 – 14 pH, 0 – 80 °C. 1-metrový kábel. Pre stolné prístroje.

Táto nízkoúdržbová pH elektróda je vhodná pre merania vo vodných médiách. Skladovací chránič chráni pred zlomením a zabraňuje nadmernému tlaku na diafragmu.

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Inclusive storage protector.

Technické údaje

Dĺžka:	130 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Materiál:	Telo elektródy: polykarbonát
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	Nedoplňateľná gélová
Přesnost:	0,002 pH s prístrojom MM374
Referenčné rozhranie sondy:	Keramický kolík
Rozmery (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	Pt1000
Typ elektródy:	Laboratórna
Typ senzora:	Sklo
Záruka:	6 mesiacov