



## Sension+ Gélová pH elektróda s keramickou diafragmou (všeobecné použitie)

Kat. číslo produktu: LZW5050T.97.002

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás  
Dostupné

Gélová pH elektróda s keramickou diafragmou za prijateľnú cenu. Automatická kompenzácia teploty. Polykarbonátové telo. Rozsah 0 – 14 pH, 0 – 80 °C. 1-metrový kábel. Určené pre prenosné prístroje.

Táto nízkoúdržbová pH elektróda je vhodná pre merania vo vodných médiách. Skladovací chránič chráni pred zlomením a zabraňuje nadmernému tlaku na diafragmu.

**Ergonomické a robustné**

**Integrované teplotné čidlo**

**Nízke nároky na údržbu**

---

### Technické údaje

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Dĺžka:                      | 85 mm                        |
| Dĺžka kábla:                | 1 m                          |
| Konektor:                   | Sension+ MP5                 |
| Materiál:                   | Telo elektródy: polykarbonát |
| Parameter:                  | pH                           |
| Plniaci roztok:             | Nedopĺňateľná gélová         |
| Presnosť:                   | 0,02 pH s prístrojom pH1     |
| Referenčné rozhranie sondy: | Keramický kolík              |
| Rozmery (H x D):            | 12 mm x 85 mm                |
| Rozsah merania:             | 0 - 14 pH                    |
| Teplotný rozsah:            | 0 - 80 °C                    |
| Teplotný senzor:            | Pt1000                       |
| Typ:                        | Prenosné                     |
| Typ elektródy:              | Prenosná                     |
| Typ senzora:                | Sklo                         |
| Záruka:                     | 6 mesiacov                   |