



Sension+ MM150 Prenosný multimeter pre pH, ORP a vodivosť

Kat. číslo produktu:

LPV4000.98.0002

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Multiparametrový systém, simultánne meranie

Základný prístroj bez príslušenstva a elektród.

Systém všetko v jednom spoločne s prehľadným menu urýchľuje a zjednodušuje obecné elektrochemické merania. Každý systém je určený na používanie v rámci širokej škály aplikácií.

Jednoduché a rýchle merania

Ergonomický dizajn pre ovládanie jednou rukou

Trieda ochrany IP67

Presný a cenovo dostupný systém.

Technické údaje

Automatické rozpoznání pufru:	pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,09
Certifikáty:	CE, WEEE
Displej: LCD (podsvietený):	Podsvietený LCD s piktogramami
Environmentálne podmienky: teplota:	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Funkce SLP:	-
Hmotnosť:	0.3 kg
Jazyk užívateľského rozhrania:	-
Jazyky manuálu:	viac ako 20 jazykov
Je sonda súčasťou?:	Nie
Kalibrace pH elektrody:	1 to 3 points calibration
Kalibrácia elektródy pre meranie rozpusteného kyslíka:	-
Kapacita internej pamäte pre výsledky:	-
Kompenzácia tlaku:	-
Meranie konduktivity:	1 µS/cm - 30 mS/cm (rozsah sondy)
Meranie konduktivity do stabilnej hodnoty:	Yes
Meranie konduktivity: Teplotná korekcia:	Linear

Meranie rozpusteného kyslíka:	-
Meranie salinity:	-
Meranie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	0 mg/L - 500 g/L
Meranie teploty:	-20.0 - 150.0 °C (-4.0 - 302.0 °F)
Měření atmosférického tlaku:	-
Měření pH:	-2 - 19,99 pH
Metóda merania:	Automatická stabilizácia, manuálna
Model:	MM150
Napájení a USB konektor:	No
Odpor vody:	IP67
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, vodivosť, RL, salinita, rezistivita, teplota
Podmienky prostredia: relatívna vlhkosť:	< 80 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca)
Podsvietenie:	-
Požiadavky na batérie:	3 AA
Presnosť:	ORP: ±1 mV
Přesnost pH:	≤ 0.02 pH (± 1 číslica)
Prevádzkové rozhranie:	Klávesnica
Rozhranie: jazyky:	Ovládanie ikonami, bez potreby jazyka
Rozlíšenie :	ORP: 1 mV
Rozlíšenie konduktivity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie mV:	0.1 mV (0 - 200 mV) 1 mV (for rest of range)
Rozlíšenie pH:	0.01 pH
Rozlíšenie rozpusteného kyslíka:	-
Rozlíšenie salinity:	V závislosti od rozsahu merania
Rozlíšenie TDS (celkové rozpustené pevné látky):	1 mg/L - 1 g/L
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozmery (V x Š x H):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Rozsah měření:	± 1999 mV
Sada?:	Nie
Simultánní měření:	pH, ORP, konduktivita (RL, salinita), teplota
Software pre prenos dát do PC:	-
Správnosť:	RL: ≤ 0,5 % (± 1 číslica)
Správnosť konduktivity:	≤ 0.5 % (± 1 číslica) rozsahu merania
Správnosť teploty:	0,2 °C (± 1 číslica)
Stolný:	Nie
Teplotní kompenzace:	Pomocou teplotnej sondy Pt 1000 alebo klávesnice
Trieda ochrany IP:	IP67
Typ displeja:	128 x 64 pixel pixlov, simultánne odčítania
Vstupy:	MP-8
Výška (celkovo):	-
Výstup:	-

Záruka:	36 mesiacov
Zobrazenie kalibračnej krivky:	Zobrazuje se sklon a asymetrický potenciál