



Průtočná kyveta pro laboratorní turbidimetr, skleněná, bal./2 ks

Kat. číslo produktu: 4709500

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Dvě náhradní skleněné průtočné kyvety pro použití se soupravami laboratorních turbidimetrů.

Technické údaje

Materiál:	Borosilikátové sklo
Objem vzorky:	22 mL
Obsahuje:	2 skleněné průtočné kyvety
Veľkosť balenia:	2 /1 balení