



Be Right™



Ekvitransferantný elektrolyt (pufer s pH 7) pre pH, 500 ml

Kat. číslo produktu:

25M1A1025-115

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Technické údaje

Koncentrácia:	pH 7.0
Objem / Veľkosť balenia:	500 mL
Parameter:	pH
Prístroj:	pHD
Rozsah pH:	7 pufrovací roztok
Veľkosť balenia:	500 mL