



Testovací sada, 5-EP mg/L tvrdost

Kat. číslo produktu:

145401

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Celková tvrdost, kapková titrace/EDTA, sada s rozsahem 20 - 400 mg/L; obsahuje 100 testů.

Využívá titraci formou počítání kapek - jednoduchá, ekonomická titrační metoda

Sada obsahuje všechna požadovaná činidla a přístroje v robustním kufríku pro analýzu v terénu

Technické údaje

Model testovací sady:

5-EP MG-L

Název metody:

Kapková titrace/

Práškové reagensy EDTA

Parameter:

Tvrdost, celková - jako CaCO₃

Platforma:

Drop Count Titration

Počet testů:

100

Rozsah měření:

20 - 400 mg/L CaCO₃

Smallest increment:

20

Styl kufríka:

B