



Sada pro stanovení celkového chloru, model CN-DT, 20-2 000 mg/L.

Kat. číslo produktu:

2471100

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Chlor je nejčastěji používaný dezinfekční prostředek pro pitnou vodu a je rovněž důležitý pro dezinfekci bazénů, vod chladicích věží, průmyslového vybavení a v čištění komunálních odpadních vod. Měření a kontrola jsou nezbytné z bezpečnostních i ekonomických důvodů. Sada využívá digitální titrátor Hach a obsahuje 100 stanovení.

Digitální titrátor Hach nabízí vyšší úroveň přesnosti než kapkové titrace s reprodukovatelností srovnatelnou s titrací byretou

Odolné titrační zařízení je ideální pro použití v terénu, nevyžaduje skleněné byrety

Sada obsahuje všechny potřebné reagenty a přístroje pro provedení analýzy v terénu

Technické údaje

Model testovací soupravy:	CN-DT
Název metody:	Digitální titrátor/thiosíran
Parameter:	Chlor, střední a vysoký rozsah – jako celkový Cl_2
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	100
Poznámka:	*mg/L pokud není uvedeno jinak; ppb = $\mu g/L$; ppm = mg/L.; gpg = zrna na galon; 1 gpg = 17,1 mg/L nebo 17,1 ppm. 1 Metoda uznaná EPA pro odpadní vodu. Provéřte u vašeho kontrolního úřadu.
Prepravná hmotnost:	4
Rozsah měření:	20 - 2 000 mg/L Cl_2
Smallest increment:	0,2 - 5,0
Styl kufríka:	F