



Cylinder, Graduated, Double Metric, Low Form, 100 mL

Kat. číslo produktu:	2928402
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

These graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down, and two pouring lips Calibrated "to deliver"

Technické údaje

Certifikácia:	Class A
Kapacita:	100 mL
Materiál skrine:	Polycarbonate
Metóda merania:	To Deliver
Typ:	S dvojitou stupnicou
Veľkosť balenia:	1 each
Výška:	150 mm