



Bottle, BOD, 300 mL, 6/pk

Kat. číslo produktu:

62106

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov

Set of 6 glass BOD bottles, 300 ml, with stopper. For use with LBOD sensor to determine the Biological Oxygen Demand.

Technické údaje

Body Material:	Glass
Číslo metódy:	8043
Kapacita:	300 mL
Materiál:	Borosilicate Glass
Package size UOM:	6pk
Veľkosť balenia:	6 /pk