



Vreckový kolorimeter II Testovacia súprava na analýzu brómu

Kat. číslo produktu:

5870001

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Malá veľkosť, veľký výkon v rámci analýz vodotesnosti

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie brómu v rozsahu 0,05 - 4,5/0,2 - 10,0 mg/l Br₂, metóda DPD. V transportnom kufříku, kompletná súprava s reagensiami, kyvetami a návodom na použitie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Číslo metódy:	8016
Detektor:	Silicon detector
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, s podsvietením
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)
Lamp Type:	Svetlo emitujúca dióda (LED)
Názov metódy:	Kolorimetrická/DPD
Obsah balenia:	Súprava vreckového kolorimetra II pre stanovenie brómu v nízkom rozsahu - 0,05 až 4,50 mg/l Br ₂ , vo vysokom rozsahu - 0,2 až 10,0 mg/l Br ₂ a reagensí (100 stanovení) Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufřík a návod.
Parameter:	Bróm
Počet testov:	50 - 100
Poznámka:	*mg/l, ak nie je uvedené inak, ppb = µg/l, ppm = mg/l, gpg = zrná na galón, 1 gpg = 17,1 mg/l alebo 17,1 ppm. 1 S certifikátom EPA týkajúcim sa odpadových vôd. Tieto informácie overte priamo v regulačnom úrade.
Presnosť vlnovej dĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Prístroj:	Súprava obsahuje vreckový kolorimeter II

Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂
Rozsah merania (2):	0,2 - 10,0 Br ₂
Smallest increment:	0.01
	0.1
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Záruka:	2 roky

Obsah balenia

Súprava vreckového kolorimetra II pre stanovenie brómu v nízkom rozsahu - 0,05 až 4,50 mg/l Br₂, vo vysokom rozsahu - 0,2 až 10,0 mg/l Br₂ a reagencií (100 stanovení) Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagencií (vopred pripravené jednotlivé dávky reagencií), odolný transportný kufrík a návod.