



Vrečkový kolorimeter II Testovacia súprava kolorimetra na analýzu oxidu chloričitého

Kat. číslo produktu: 5870051

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.



Malá veľkosť, veľký výkon v rámci analýz vodotesnosti

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie oxidu chloričitého (metóda DPD/glycín). V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagentami, kvetami a návodom na použitie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Číslo metódy:	10126
Detektor:	Silicon detector
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, s podsvietením
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)
Lamp Type:	Svetlo emitujúca dióda (LED)
Názov metódy:	DPD/glycín
Obsah balenia:	Súprava vrečkového kolorimetra II pre stanovenie oxidu chloričitého v rozsahu 0,05 až 5,00 mg/l, súprava reagentov (100 stanovení). Schválené USEPA/akceptované na testovanie pitnej vody. Každý vrečkový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagentov (vopred pripravené jednotlivé dávky reagentov), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	Oxid chloričitý
Platforma:	Práškové reagenty
Počet testov:	100
Presnosť vlnovej dĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Prístroj:	Súprava obsahuje PC II

Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	0,05 - 5,00 mg/L ClO ₂
Smallest increment:	0.01
Štýl kufríka:	D
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Záruka:	2 roky

Obsah balenia

Súprava vreckového kolorimetra II pre stanovenie oxidu chloričitého v rozsahu 0,05 až 5,00 mg/l, súprava reagensí (100 stanovení).
Schválené USEPA/akceptované na testovanie pitnej vody. Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.