



Vrečkový kolorimeter II Testovacia súprava kolorimetra na analýzu ozónu

Kat. číslo produktu:

5870004

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Malý veľkosťou, veľký v analýzách

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie ozónu, indigo-trisulfátová metóda. V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagensiami, kyvetami a návodom na použitie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Certifikáty:	CE
Číslo metódy:	8311
Detektor:	Silicon detector
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, backlit
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)
Názov metódy:	Kolorimetrická/indigo-trisulfonát
Obsah balenia:	Analytický systém s vrečkovým kolorimetrom II pre stanovenie ozónu - rozsah 0,01 až 0,25 mg/l a 0,01 až 0,75 mg/l, súprava reagensí (50 stanovení). Každý vrečkový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	Ozón
Počet testov:	25
Presnosť vlnovej dĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	0,01 - 0,25 mg/L O ₃
Rozsah merania (2):	0,01 - 0,75 mg/L O ₃

Smallest increment:	0.01
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Záruka:	2 roky

Obsah balenia

Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II pre stanovenie ozónu - rozsah 0,01 až 0,25 mg/l a 0,01 až 0,75 mg/l, súprava reagensí (50 stanovení). Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.