



POCKET Colorimeter II Testovacia súprava kolorimetra na analýzu síranov

Kat. číslo produktu:

5870029

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Malý veľkosťou, veľký v analýzách

Prenosný kolorimeter naprogramovaný na stanovenie síranov, 2 - 70 mg/l SO₄, metóda síranu bárnateho. V transportnom kufríku, kompletná súprava s reagentami, kyvetami a návodom na použitie.

Jednoduchý: všetky funkcie sú dostupné len cez štyri tlačidlá

Napájanie: prevádzka s batériami pre až 2000 stanovení

Jasné zobrazenie hodnôt: dokonca aj pri náročných podmienkach, vďaka podsvieteniu a veľkým znakom na displeji

Spoľahlivé výsledky bez pripojenia do elektrickej siete

Odolná konštrukcia a napriek tomu nízka hmotnosť

Technické údaje

Číslo metódy:	8051
Detektor:	Silicon detector
Displej: LCD (podsvietený):	LCD, backlit
Hmotnosť:	0,23 kg
Krytie:	IP67 (s výnimkou priestoru pre batérie)
Názov metódy:	Kolorimetrická/turbidimetrická
Obsah balenia:	Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II pre stanovenie síranov - rozsah 2 až 70 mg/l, súprava reagentov (100 stanovení), návod na použitie a transportný kufrík. Schválené USEPA/akceptované na testovanie odpadovej vody. Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagentov (vopred pripravené jednotlivé dávky reagentov), odolný transportný kufrík a návod.
Parameter:	Sírany
Počet testov:	100
Presnosť vlnovej dĺžky:	Pevná vlnová dĺžka ± 2 nm líši sa podľa modelu
Prístroj:	Súprava obsahuje vreckový kolorimeter II
Rozmery (V x Š x H):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Rozsah merania:	2 - 70 mg/L
Smallest increment:	1

Štýl kufrika:	D
Vlnová dĺžka:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Záruka:	24 mesiacov

Obsah balenia

Analytický systém s vreckovým kolorimetrom II pre stanovenie síranov - rozsah 2 až 70 mg/l, súprava reagensí (100 stanovení), návod na použitie a transportný kufrík. Schválené USEPA/akceptované na testovanie odpadovej vody. Každý vreckový kolorimeter II sa dodáva ako kompletná súprava pripravená na použitie, ktorá obsahuje sadu reagensí (vopred pripravené jednotlivé dávky reagensí), odolný transportný kufrík a návod.