



IntelliCAL™ PHC301 štandardná plniteľná pH elektróda, kábel 3 m

Kat. číslo produktu: PHC30103

EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás

Dostupné

Intellical PHC301 je digitálná kombinovaná pH elektróda s vestavěným teplotním čidlem. Elektroda PHC301 je plnitelná se dvěma keramickými solnými můstky. Tato laboratorní pH elektróda je odolná proti nárazu díky plastovému tělu z materiálu Zeonor, chránícímu citlivou skleněnou baňku. Elektroda je dostupná s kabelem o délce 3 nebo 1 m. Plnitelná kombinovaná pH elektróda PHC301 je doporučena pro odpadní vody, pitnou vodu a běžné aplikace pro kontrolu kvality vody. Elektroda PHC301 není vhodná pro použití s organickými rozpouštědly. S elektrodou se dodává 28mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (3M roztok KCl nasycený AgCl).

Elektroda INTELLICAL poskytuje rychlu a stabilní odezvu při měření odpadové vody
Připravená k měření hned po vyjmutí z krabice.

Digitální elektródy INTELLICAL umožňují zobrazit' nadřazenost' na štandardy - v historii měření
Poskytuje nejspolehlivější a nejpreciznější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Digitální elektródy INTELLICAL upozornia užívateľ'a keď je potrebná nová kalibrácia
Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historii kalibrace, parametru a sériovém čísle elektródy.

Elektrody INTELLICAL je možné používať s viacerými prístrojmi bez potreby opakovanej kalibrácie alebo zadávania parametrov merania
Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Aplikácie:	Clean & Dirty Samples
Dĺžka:	175 mm
Dĺžka kábla:	3 m
Hmotnosť:	0,15 kg
Method Type:	Terénny: plnitelný referenční prvek
Obsah balenia:	Laboratorní pH elektróda Intellical PHC301 s lahví skladovacího roztoku, 3m kabel, 28mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (3M roztok KCl nasycený AgCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	3M roztok KCl nasycený AgCl (#2841700)
Přesnost:	±0,02 pH
Product Kit:	Model: PHC301
Reference system:	Přiložené příslušenství: žádné Ag/AgCl (dvojité solný mostík)
Rozlíšenie :	0,001/0,01/0,1
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C

Rozsah merania:	0 - 14 pH
Sada?:	Nie
Sensor material:	Zeonor
Sodium (Alkalinity) error:	-0,6 pH při pH 12,6 v 1M NaOH
Soľný mostík:	Keramický soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Dvojitý solný mŕstek
Správnošť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 50 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 15
Typ elektrody:	Laboratorna
Typ elektródy:	Plnitelný referenční prvek
Typ senzora:	pH skleněná
Záruka:	12 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC301 s lahví skladovacího roztoku, 3m kabel, 28mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (3M roztok KCl nasycený AgCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.

Potrebné príslušenstvo

- Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 100 mL (Item S21M004)
- Plnicí roztok, referenční, 3M KCl s AgCl, 28 mL (Item 2841700)