



INTELLICAL Štandardná elektróda pH Ultra, plniteľná, 1 m

Kat. číslo produktu: **PHC28101**
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Štandardná kombinovaná elektróda pH Ultra, plniteľná, so zabudovaným teplotným čidlom, pre digitálne prístroje. 1-metrový kábel. Určená na laboratórne použitie.

Pre rýchlu stabilizáciu signálu a odozvu. Ideálne riešenie na meranie pH v aplikáciách kontroly kvality vody alebo pre komplikované vzorky, ako napríklad vzorky s nízkou iónovou silou, ultračisté vody, znečistené vzorky, TRIS alebo vzorky s vysokým podielom pvených častíc.

Určená na dosiahnutie špičkového výkonu, aj v prípade komplikovaných vzoriek

Provedení s vysokým průtokem elektrolytu a velkým otevřeným solným můstkem zajišťuje rychlou odezvu a stabilizaci.

Elektrody je možné používať s viacerými prístrojmi bez potreby opakovanej kalibrácie alebo zadávania parametrov merania

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historii kalibrace, parametru a sériovém čísle elektrody.

Digitálne elektródy umožňujú sledovať históriu meraní

Poskytuje nejspolehlivější a nejpřesnější výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Digitálne elektródy upozornia užívateľa keď je potrebná nová kalibrácia

Ideální pro prostředí s více uživateli a s více laboratorními a přenosnými přístroji řady HQD.

Technické údaje

Aplikácie:	Low Ionic Strength & Dirty Samples
Dĺžka:	175 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Hmotnosť:	0,1 kg
Method Type:	Laboratoř: Plnitelný referenční prvek
Obsah balenia:	Laboratorní pH elektroda Intellical PHC281 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, 59mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (2,44M roztok KCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	2,44M roztok KCl (#2965026)
Přesnost:	±0,02 pH
Product Kit:	Model: PHC281
	Zahrnuté příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl (dvojitý solný mostík)
Rozlíšenie :	0,001/0,01/0,1
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C

Rozsah merania:	0 - 14 pH
Sada?:	Nie
Sensor material:	Zeonor
Soľný mostík:	Otvorený soľný mostík
Špeciálne funkcie:	Rýchla doba odozvy
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 50 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 15
Typ elektrody:	Laboratórna
Typ elektródy:	Plnitelný referenční prvek
Typ senzora:	pH skleněná
Záruka:	12 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC281 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, 59mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (2,44M roztok KCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.

Potrebné príslušenstvo

- Plniaci roztok, referenčný, 2,44 M KCl, 59 mL (Item 2965026)