



SENSION+ ORP/Redox gélová elektróda

Kat. číslo produktu:

LZW5056.97.0002

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

ORP/Redox elektróda s platínovým drôtom. Sklenené telo. Rozsah $\pm 2\,000$ mV, 0 – 80 °C. Nízke nároky na údržbu. Pre stolové merače.

Technické údaje

Dĺžka:	130 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Konektor:	BNC Connector
Materiál:	Telo elektródy: sklo
Parameter:	ORP
Plniaci roztok:	Nedoplňateľná gélová
Presnosť:	0,2 mV s prístrojom pH31
Referenčné rozhranie sondy:	Keramický kolík
Rozmery (H x D):	12 mm x 130 mm
Rozsah merania:	± 2000 mV
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	-
Typ:	Laboratórna
Typ elektródy:	Laboratórna
Typ senzora:	Platina
Záruka:	6 mesiacov